




Hundekotbeutelspender aus Ferrus-behandeltem Stahl zum optimalen Korrosionsschutz



Ref.	A	B	H
VTOG	320	200	1200



[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Zertifizierungen](#) | [Katalog](#) | [3D](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schritten, in denen das Metall nach entfernen der Unreinheiten durch Kugelstrahlen, zunächst feuerverzinkt wird. Danach wird ein Epoxyd-Primer aufgetragen und schließlich ein Polyester-Pulverbeschichtung RAL 6005. Abfallbehälter mit automatischem Verschuß. Empfohlene Verankerung: 4xM8 Dehnbolzen, ne nach Bodenbeschaffenheit



BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000